

Codice	Esame Sigla	Materiale biologico- contenitore	Sedi Laboratori USL1 che effettuano l'esame	Laboratori esecutori dell'esame	Referto dopo gg lavorativi TAT- referto	Eventuali Istruzioni o metodiche particolari
90.95.3	Ab anti BARTONELLA HENSELAE IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
90.87.4	Ab anti BORDETELLA PERTUSSIS IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	7	
90.87.5	Ab anti BORRELIA BURGDOFERI IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
90.89.7	Ab anti CHLAMYDIAE PNEUMONIAE IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) FOLIGNO-USL2 (area nord)	10	
90.89.2	Ab anti CHLAMYDIAE PSITTACI IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
90.89.1	Ab anti CHLAMYDIAE TRACHOMATIS IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) FOLIGNO-USL2 (area nord)	10	
91.14.3	Ab anti CITOMEGALOVIRUS IgG-IgM	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C. di Castello (area nord)	7	
90.91.6	Ab anti COXIELLA BURNETII IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
90.47.5	Ab anti GLICOPROTEINA β 2	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL2 (area sud)	12	
90.47.5	Ab anti CARDIOLIPINA (IgG-IgA-IgM)	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.48.1	Ab anti CELLULE PARIETALI GASTRICHE PCA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.48.2	Ab anti CITOPLASMA DEI	Siero-	MVT	C. di Castello	12	

	NEUTROFILI (ANCA)	Provetta t. ROSSO	Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca			
90.47.D	Ab anti CITRULLINA- (peptide)	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.91.7	Ab anti CLOSTRIDIUM TETANI IgG	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	10	
90.48.3	Ab anti DNA NATIVO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.47.3	Ab anti ENA ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	Antigeni testati:U1-snRNP, SS-A/RO, SS-B/LA, SM, Sc170, CENP, JO1
90.47.E	Ab anti ENDOMISIO IgA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	Il test si esegue a conferma, in caso di positività degli anticorpi anti Transglutaminasi
91.17.1	Ab anti HAV IgG-IgM Epatite A IgG-IgM	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.17.2	Ab anti HAV Ab IgM Epatite A	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.17.5	Ab anti HBc Ag Epatite B	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.18.1	Ab anti HBc IgM Epatite B	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.18.2	Ab anti HbeAg Epatite B	Siero- Provetta t.	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno (area sud) C.di Castello	7	

		GIALLO	C.di Castello Umbertide Branca	(area nord)		
91.18.3	Ab anti HBsAg Epatite B	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.18.4	Antigene HBe Ag Epatite B	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.18.5	Antigene HBs Ag Epatite B	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.19.5	Ab anti HCV Epatite C	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
91.21.1	Ab anti EPSTEIN-BARR VIRUS IgG-IgM EBNA IgG	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
90.49.5	Ab anti GLIADINA DEAMIDATA IgG AGA IgG	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	12	
90.94.4	Ab anti HELICOBACTER PYLORI IgG totali	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
91.22.1	Ab anti HERPES SIMPLEX VIRUS tipo1-tipo2 IgG	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	7	
91.27.1	Ab anti HERPES-ZOSTER Varicella IgG-IgM	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	10	
91.22.4	Ab anti HIV-1-2	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	Il referto contemplante il test HIV <i>non è disponibile on line</i> , ma in forma cartacea presso il CUP della sede di prelievo.
90.95.3	Ab anti LEGIONELLA PNEUMOPHILA	Siero- Provetta	MVT Assisi	AZ. OSP. PG	10	

	IgG-IgM	t. ROSSO	Trasimeno			
90.89.2	Ab anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) FOLIGNO-USL 2 (area nord)	10	
90.51.5	Ab anti MICROSOMI EPATICI E RENALI	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.52.1	Ab anti MITOCONDRIO AMA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
91.24.3	Ab anti MORBILLO IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	7	
90.52.2	Ab anti MUSCOLO LISCIO ASMA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
90.52.4	Ab anti NUCLEO ANA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	I campioni risultati positivi sono sottoposti a metodica ANA-HEP2
91.25.1	Ab anti PAROTITE IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	7	
91.25.4	Ab anti PARVOVIRUS B 19 IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
90.53.5	Ab anti RECETTORI del TSH-TRAB	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	10	
91.06.5	Ab anti RICKETTSIE IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	10	
91.26.4	Ab anti ROSOLIA IgG-IgM	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C. di Castello Umbertide	Trasimeno (area sud) C. di Castello (area nord)	7	

			Branca			
91.08.1	Ab anti SALMONELLA/ BRUCELLA WIDAL WRIGTH	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	10 (area sud) 2 (area nord)	I
90.54.4	Ab anti TIREOGLOBULINA Ab TG	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.51.4	Ab anti TIREOPERROSSIDASI Ab TPO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	4 (area sud) 2 (area nord)	
91.09.4	Ab anti TOXOPLASMA IgG-IgM	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	7	
90.53.6	Ab anti TRANGLUTAMINASI IgA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	12	
91.10.4	Ab anti TREPONEMA PALLIDUM SCREENING	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno (area sud) C.di Castello (area nord)	5	
91.10.5	Ab anti TREPONEMA PALLIDUM IgG-IgM	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	7	
90.02.1	ACIDO 5 IDROSSIINDOLACETICO URINE	Urine del mitto spontan eo	C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. TR	7	
90.02.5	ACIDO LATTICO- Lattato	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	5 (area sud) 2 (area nord)	
90.43.5	ACIDO URICO Uricemia	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.03.4	ACIDO VALPROICO- (DEPK)	Siero- Provetta	MVT Assisi	C.di Castello	5	Campione: -Basale

	Sodio valproato	t. ROSSO	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca			-Dopo somministrazione
90.03.5	ACIDO VANILMANDELICO (VMA URINE)	Urine	C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. TR	7	
90.15.2	ACTH - Corticotropina	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	5	Prelievo: il prelievo va eseguito sul paziente a riposo da almeno 30 minuti. Le provette vanno mantenute in frigo prima del prelievo e messe in ghiaccio fino alla consegna celere in Laboratorio.
90.05.1	ALBUMINA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.05.1	ALBUMINA URINE Rapporto creatinina urine Albuminuria/Creatininuria	Urine del mitto spontaneo	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine della minzione del mattino
90.05.3	ALDOSTERONE A riposo Sforzo	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2	17	Preparazione paziente: seguire una dieta <u>normosodica</u> durante i 5 gg. che precedono il prelievo. Prelievo basale: tenere il paziente a riposo, disteso per un'ora (etichetta con dicitura CLINO sulla provetta). Prelievo dopo sforzo: il prelievo si esegue dopo almeno 20 minuti in <u>ortostatismo</u> (etichetta con dicitura ORTO sulla provetta).
90.05.3	ALDOSTERONE URINE 24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2	17	Campione: un'aliquota (10 ml) di urine delle 24 ore con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.20.1	ALCOLEMIA ETANOLO	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Prelievo: detergere la cute con disinfettanti non alcolici.
90.05.4	ALFA 1 ANTITRIPSINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	AZ. OSP. PG	5	

			Umbertide Branca			
90.05.5	ALFAFETOPROTEINA AFP	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.06.1	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA Mucoproteine	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT (area sud) C.di Castello Branca	2	
90.06.2	ALFA 1 MICROGLOBULINA	Urine mitto spontane o	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	Campione: 10 ml urina del mitto spontaneo
90.04.5	ALT Alanina aminotranferasi (GPT)	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.06.4	AMILASI	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.06.4	AMILASI PANCREATICA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C. di Castello	10	
90.06.4	AMILASI URINE 24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10 ml) di urine delle 24 ore, con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.07.5	AMMONIEMIA	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Preparazione paziente: DIGIUNO Prelievo: dopo il prelievo porre la provetta a 4°-8°C nel portaprovette refrigerato e consegnare in laboratorio entro 40 minuti (in ogni caso, non oltre 2 ore dal prelievo).
90.18.3	ANFETAMINE	Urine estempo ranee	C.di Castello	C.di Castello	2	
90.09.2	AST Aspartato amino transferasi (GOT)	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	

			Branca			
90.57.5	ANTITROMBINA AT3	Plasma-Provetta t. CELEST E	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.08.4	APOLIPOPROTEINA A	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	4	
90.08.5	APOLIPOPROTEINA B	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno	Trasimeno	4	
90.09.1	APTOGLOBINA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	7	
90.44.1	AZOTEMIA Urea	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.44.1	AZOTO URINE 24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: aliquota di urine delle 24 ore, con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.28.2	BETA CROSS LAPS	Plasma Provetta t.VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	Campione: provetta t. Viola La provetta dovrà essere centrifugata ed il siero separato ed inviato.
90.09.3	BARBITURICI URINE	Urine estemporanee	C.di Castello	C.di Castello	2	
90.09.4	BENZODIAZEPINE URINE	Urine estemporanee	C.di Castello	C.di Castello	2	
90.10.1	BETA 2 MICROGLOBULINA	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT (area sud) C.di Castello (area nord)	2	
90.10.1	BETA 2 MICROGLOBULINA URINE	Urine mitto spontaneo	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL 2	12	Campione: urine mitto spontaneo (10 cc)
90.27.4	β HCG -GONADOTROPINA CORIONICA s.beta, f.libera	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	2	In urgenza il TAT-referto è di 1 giorno

			Umbertide Branca	Branca		
90.10.4	BILIRUBINA totale	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.10.8	BNP PEPTIDE NATRIURETICO	Plasma- Provetta t. VIOLA	C.di Castello Branca	C.di Castello Branca	1	Campione: utilizzare provetta da 7 ml tappo viola
90.10.8	pro-BNP PEPTIDE NATRIURETICO	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Assisi	5	
90.93.3	BRONCOASPIRATO ESAME COLTURALE	Aspirato bronchial e in contenit re sterile	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	5	Profilo Broncoaspirato
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.93.3	BRONCOLAVAGGIO ALVEOLARE ESAME COLTURALE	Bronco- lavaggio	C.di Castello Umbertide Branca	Branca C.di Castello	5	
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.55.1	CA 125 Antigene Carboidratico 125	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.55.2	CA 15-3 Antigene Carboidratico 15-3	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.55.3	CA 19-9 Antigene Carboidratico 19-9 GICA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.11.4	CALCIO - CA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.11.4	CALCIO URINE 24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 ore, con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.11.6	CALCIO IONIZZATO	Siero- Provetta t.	MVT Assisi Trasimeno	MVT Assisi Trasimeno	2	Campione: da siringa emogas

		GIALLO	C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello		
90.11.5	CALCITONINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	5	Prelievo: Dopo il prelievo, mettere le provette in ghiaccio e consegnarle il prima possibile in Laboratorio
90.12.2	CALCOLI Esame Chimico Qualitativo	Calcoli	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	12 (area sud) 7 (area nord)	Ricerca qualitativa
90.11.8	CALPROTECTINA (Cal Prest feci)	FECI	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	12	
90.18.3	CANNABINOIDI	Urine estempo ranee	C.di Castello	C.di Castello	2	
90.12.3	CARBAMAZEPINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	5	
90.12.3	CARBAMAZEPINA dopo somministrazione	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	5	
90.04.3	CATECOLAMINE URINARIE	Urine estempo ranee	C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. TR	20	
90.56.3	CEA- ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.13.1	CHIMOTRIPSINA FECI	Feci	C.di Castello Umbertide Branca	Branca	7	
90.13.2	CICLOSPORINA	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.15.5	CK-MB CREATINCHINASI ISOENZIMA MB	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	2	

90.13.3	COLORO	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.13.3	COLORO URINE-24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 ore, con indicazione della diuresi intera raccolta
90.91.1	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA	Feci	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: conservare in frigorifero fino al momento della consegna in Laboratorio (massimo 24 ore).
90.14.1	COLESTEROLO HDL	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.14.3	COLESTEROLO TOTALE	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.14.4	COLINESTERASI (Pseudo-che)	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.14.4	DIBUCAINA					
90.60.2	COMPLEMENTO C3 COMPLEMENTO-C4	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.15.3	CORTISOLO Basale	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	5	Campione: ore 8
90.15.3	CORTISOLO POMERIDIANO ore 8-18	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	5	Campione: prelievo ai tempi prestabiliti (costo prestazione duplicato)
90.15.3	CORTISOLO URINE 24H	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	5	Campione: un'aliquota (10 ml) di urine delle 24 ore, con l'indicazione della diuresi intera raccolta.
90.11.1	C PEPTIDE	Siero-Provetta	MVT Assisi	AZ. OSP. PG	7	

		t. ROSSO	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca			
90.16.3	CREATININA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Nei soggetti di età superiore ai 18 anni la Clearance stimata viene calcolata secondo la Formula MDRD.
90.16.3	CREATININA URINE FRESCHE	Urine del mitto spontane o	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.16.3	CREATININA URINE- 24H Proteine	Urine: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10 ml) di urine delle 24 ore con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.16.4	CREATININA CLEARANCE	Siero- Provetta t. GIALLO + urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: prelievo di sangue + urine delle 24 ore (sono sufficienti 10 ml, con indicazione diuresi intera raccolta).
90.61.1	CRIOGLOBULINE RICERCA	Siero- Provetta t. GIALLO	C.di Castello Branca	C.di Castello Branca	3	
90.16.6	CROMOGRANINA A	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. TR	20	
90.61.3	CYFRA 21-1	Siero Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2	12	
90.61.7	D-DIMERO	Plasma- Provetta t. CELEST E	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.17.2	DEAS- DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	5	
90.17.3	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	

90.98.4	DERMATOFITI ESAME COLTURALE		C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	7	
90.98.2	ESAME MICROSCOPICO					
90.21.1	DIGOSSINA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
	ELASTASI	Siero- Provetta t. GIALLO	C.di Castello Umbertide Branca	Branca		
90.38.4	ELETTROFORESI PROTEINE	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.62.2	EMOCROMO CON FORMULA E PIASTRINE-	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	In urgenza il TAT-referto è di 1 giorno
90.66.7	EMOGLOBINE FRAZIONI (HbA2-HbF-Hb anomale)	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	Il campione deve essere accompagnato da Modulo con notizie anamnestiche compilato dal medico curante
90.28.1	EMOGLOBINA GLICATA	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno	2	
90.18.4	ENOLASI NSE	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2	12	
90.18.5	ERITROPOIETINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	
90.35.2	ESAMI DOPO STIMOLO (ACTH, FSH, LH;GH)	Plasma- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	Campione: dosaggi seriati dopo stimolo (5).
90.93.3	ESAME COLTURALE DEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO	Liquor	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	
91.05.4	ESAME	Feci	MVT Assisi	MVT Assisi	4	Campione: Procedere

	PARASSITOLOGICO 1° campione 2° campione 3° campione		Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno C.di Castello Branca		come per la coprocultura ad eccezione per la ricerca di Strongyloides, Entamoeba histolytica e Dientamoeba fragilis per le quali le feci devono essere fresche o conservate in frigo (massimo 18 ore dall'emissione). Nel caso di richiesta di prelievi ripetuti, questi vanno effettuati a giorni alterni e portati di volta in volta in Laboratorio.
90.93.3	ESPETTORATO ESAME COLTURALE	Espettorato	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno Branca CdC	5	Campione: Espettorare al mattino a digiuno direttamente nel recipiente sterile dopo un colpo di tosse. L'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree ed il campione deve giungere in laboratorio entro 2 ore dall'emissione. Profilo Espettorato
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.19.2	ESTRADIOLO (E2)	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.20.2	ETOSUCCIMIDE	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	FOLIGNO- USL2	12	
90.13.2	EVEROLIMUS	Plasma Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	Provetta t. VIOLA da 7 ml
90.21.3	FECI CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	Feci	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: l'analisi viene effettuata sulle feci fresche, o conservate in frigorifero per un massimo di 18 ore.
90.94.3	FECI ESAME COLTURALE	Feci	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Campione: le feci devono pervenire in laboratorio entro 2 ore dall'emissione, in particolar modo per la ricerca della Shigella spp. Nel caso di controllo per Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas e Clostridium difficile, le feci possono rimanere in frigo 24 ore.
91.27.5	YERSINIA/AEROMONAS ESAME COLTURALE					

90.22.1	FENITOINA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello (area nord)	5 (area sud) 2 (area nord)	
90.21.7	FENOBARBITALE	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	5	
90.22.3	FERRITINA	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.22.5	FERRO-Sideremia	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.65.1	FIBRINOGENO	Plasma-Provetta t. CELEST E	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.23.2	FOLATI Acido folico	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	2	
90.23.5	FOSFATASI ALCALINA ALP	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.24.1	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	
90.24.5	FOSFORO	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.24.3	FOSFORO 24H	Urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: inviare un'aliquota (10 ml) indicando la diuresi dell'intera raccolta.
90.23.3	FSH- FOLLITROPINA	Siero-Provetta t.	MVT Assisi Trasimeno	MVT C.di Castello Branca	2	

		ROSSO	C.di Castello Umbertide Branca			
90.43.3	FT3 TRIIODIOTIRONINA LIBERA -	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.42.3	FT4 TIROXINA LIBERA-	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.26.1	GASTRINA	Siero- Provetta t. ROSSO	C.di Castello Umbertide Branca	FOLIGNO- USL2	12	
90.35.1	GH ormone somatotropo	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.27.1	GLICEMIA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.26.4	GLUCOSIO CURVA DA CARICO 2 determinazioni	Siero- Provette t. GRIGIO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	I prelievi della Curva OGGT si eseguono presso il Centro-prelievi dell'Ospedale. Prelievo basale a digiuno , seguito da determinazione della glicemia; se il valore glicemico non supera 126 mg/dl, si fa assumere la soluzione orale di glucosio (75 gr). Dopo 120' dal carico si esegue il 2° prelievo.
90.26.4	GLUCOSIO- CURVA DA CARICO 3 determinazioni GRAVIDANZA	Siero- Provette t. GRIGIO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	I prelievi della Curva OGGT in Gravidanza si eseguono presso il Centro-prelievi dell'Ospedale. Prelievo basale a digiuno , seguito da determinazione della glicemia; se questa non supera 126 mg/dl, si fa assumere la soluzione orale di glucosio (75 gr). Prelievi successivi al carico: dopo 60' e dopo 120'.
90.27.2	GLUCOSIO -6 FOSFATODEIDROGENASI	Sangue intero-	MVT Assisi	AZ. OSP. PG	5	

	G6PDH	Provetta t. VIOLA	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca			
90.25.5	GAMMA GT- Gamma glutamil tranpeptidasi	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IgG	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IgA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IgM	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.69.2	IMMUNOFISSAZIONE sierica	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Branca	5	
90.29.1	INSULINA Basale	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.29.1	INSULINA Post prandiale	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.28.5	INSULINA CURVA da carico o dopo test farmacologici (massimo 5)	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	Campioni: curva da carico max 5 prelievi
91.51.9	LAMOTRIGINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	7	
90.29.2	LDH Latticodeidrogenasi	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	

91.52.1	LEVETIRACETAM	Siero-Provetta t. ROSSO	Branca MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	FOLIGNO-USL 2	12	
90.32.3	LH LUTEOTROPINA	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.30.2	LIPASI	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno Branca	2	
90.93.3	LIQUIDO DRENAGGIO ESAME COLTURALE	Liquido sinoviale	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	5	Profilo Liquido drenaggio
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.84.3	ESAME COLTURALE ANAEROBI					
90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA' spermiogramma	Liquido Spermatico Contenitore sterile	MVT Trasimeno C.di Castello Branca	MVT Trasimeno C.di Castello Branca	3	Campione: contattare il Laboratorio per concordare le modalità di prelievo e l'invio del campione
90.93.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME COLTURALE	Liquido Spermatico o Contenitore sterile	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca		4	Campione: raccogliere l'urina del primo mitto (pochi millilitri), previo lavaggio dei genitali in contenitore sterile per urinocoltura. Appena terminata la minzione si esegue la masturbazione e si eiacula in contenitore sterile per urinocoltura. Il prelievo va effettuato dopo almeno 4 giorni di astinenza da rapporti sessuali. Il campione va portato in Laboratorio entro 1 ora dal prelievo. Concordare l'analisi con il Laboratorio. Profilo Liquido Seminale
90.94.2	URINA MITTO INTERMEDIO					
90.90.3	MYCOPLASMI RICERCA DNA			MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca		
91.03.5	ESAME COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE					
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.90.3	CHLAMYDIA RICERCA DNA					
90.32.1	LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	Liquido sinoviale in siringa	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.93.3	LIQUIDO SINOVIALE ESAME COLTURALE	Liquido sinoviale	MVT Assisi	MVT Assisi	5	Profilo Liquido Sinoviale

90.86.4	ESAME MICROSCOPICO	in siringa	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno C.di Castello Branca		
90.84.3	ESAME COLTURALE ANAEROBI					
90.32.2	LITIO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	5	
90.32.5	MAGNESIO Mg	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.32.5	MAGNESIO URINE 24H	Urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 ore, con indicazione del volume intera raccolta.
90.93.3	MATERIALE BIOLOGICO VARIO	Materiale biologico vario	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Profilo Esame colturale Materiale Biologico vario
90.86.3	ESAME COLTURALE					
90.84.3	ESAME MICROSCOPICO					
90.84.3	ESAME COLTURALE BATTERI ANAEROBI					
90.33.4	MICROALBUMINURIA	Urine del mitto spontane o	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: urine della minzione del mattino
90.33.5	MIOGLOBINA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.34.6	OMOCISTEINA	Plasma- Provetta t. VIOLA	C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello Branca	5	
90.18.3	OPPIACEI	Urine estemporan ee	C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	2	
90.93.2	OSSIURI ESAME MICROSCOPICO Scotch test	Scotch perianale su vetrino	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campioni: utilizzare 3 vetrini. Effettuare l'esame al primo mattino prima che il paziente si sia lavato. Toccare, con un pezzetto di scotch trasparente, la zona circostante l'orifizio anale (pliche anali) e trasferire lo scotch sul vetrino. Ripetere nei 2 giorni

						successivi. I vetrini possono essere conservati a temperatura ambiente fino al termine dei 3 prelievi.
90.35.4	OSTEOCALCINA BGP	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	Campione: provetta Siero La provetta va centrifugata ed il siero va separato ed inviato.
91.52.5	OXCARBAZEPINA	Siero- Provetta t. ROSSO	C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	7	
90.71.3	PIASTRINE Conteggio	Plasma- Provetta Emocrom o t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Prelievo: in caso di aggregati piastrinici è consigliabile il prelievo utilizzando anche la provetta tappo celeste.
90.36.3	PIOMBO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL 2	15	
90.36.4	PK Piruvato chinasi	Siero- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	
91.05.5	PLASMODIO DELLA MALARIA ED ALTRI PARASSITI EMATICI	Plasma- Provetta t. VIOLA	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno C.di Castello Branca	2	Metodica: striscio sottile e goccia spessa
90.37.4	POTASSIO K	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.37.4	POTASSIO URINE 24H	Urine 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 ore, con indicazione del volume intera raccolta.
90.36.8	PREALBUMINA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	
90.68.3	PRIST Ige TOTALI-	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT	7	
90.16.3	PROFILO STUDIO PROTEINE URINARIE: CREATININA URINE- PROTEINE	Urine estemporane	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	5	

90.05.1	ALBUMINA URINE					
90.06.2	α 1 MICROGLOBULINA					
90.38.1	PROGESTERONE	Siero-Provetta t. Rosso	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.01.2	17-OH PROGESTERONE	Siero-Provetta t. Rosso	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2 (area sud) AZ. OSP.TR. (area nord)	15 (area sud) 7 (area nord)	
90.38.2	PROLATTINA-PRL	Siero-Provetta t. Rosso	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	Prelievo: - Basale - Dopo 30' di riposo
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA	Siero-Provetta t. Giallo	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.38.5	PROTEINE TOTALI	Siero-Provetta t. giallo	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.38.5	PROTEINE URINE-24H	Urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: urine delle 24 ore. Sufficiente un'aliquota (10 ml) indicando la diuresi dell'intera raccolta.
90.69.2	PROTEINURIA DI BENCE JONES Immunofissazione urinaria	Urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Branca	15	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 ore, con indicazione del volume intera raccolta.
90.56.5	PROSTATICO ANTIGENE SPECIFICO PSA	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.35.5	PTH-I PARATORMONE	Plasma-Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: centrifugare la provetta con l'EDTA ed eseguire l'analisi su plasma
90.75.4	PT TEMPO DI PROTROMBINA	Plasma-Provetta t. CELEST E	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide	MVT Assisi Trasimeno Umbertide C.di Castello	2	

90.76.1	PTT TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA	Plasma- Provetta t. CELEST E	Branca MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Branca MVT Assisi Trasimeno Umbertide C.di Castello Branca	2	
90.93.3	PUS LESIONE CHIUSA ESAME COLTURALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Campione: pulire con idoneo disinfettante i margini della ferita, allontanarli e tamponare la parte più profonda
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					Profilo PUS
90.84.3	BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE					
90.39.4	RAME- CUPREMIA	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL 2	15	
90.39.4	RAME URINARIO- CUPRURIA	URINE	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL-2	15	Campione: urine delle 24 ore; è sufficiente un'aliquota (10 ml) indicando la diuresi dell'intera raccolta.
90.68.1	RAST IgE Specifiche: pannelli da 9 allergeni quantitativo fino a 12 RAST IgE Specifiche: Veleno imenotteri RAST IgE Specifiche: Alimenti RAST IgE Specifiche: Inalanti RAST IgE Specifiche: Farmaci (antibiotici) RAST IgE Specifiche: da DNA ricombinante (per singolo allergene)	Siero- Provetta t. GIALLO		MVT	7	IgE specifiche allergologiche quantitativo per pannello fono a 12 allergeni
90.74.5	RETICOLOCITI	Sangue intero- Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG (area sud) C.di Castello Branca (area nord)	4 (area sud) 2 (area nord)	
90.64.2	REUMA TEST	Siero-	MVT	MVT	2	

	Fattore Reumatoide	Provetta t. GIALLO	Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Assisi Trasimeno C.di Castello Branca		
91.13.3	RICERCA ADENOVIRUS E ROTAVIRUS feci	Feci	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: conservare in frigorifero fino al momento della consegna in Laboratorio (massimo 24 ore).
90.94.1	SANGUE ESAME COLTURALE Emocoltura	Sangue intero- 2 Flaconi Vacutainer er (1 per Aerobi + 1 Anaerobi)	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	7	Campioni: preparare 2 flaconi (uno per ricerca germi aerobi e miceti e uno per anaerobi) per ciascun prelievo, da eseguire ai tempi 0' -dopo 30'-dopo 60'. Prelievo: effettuare i prelievi senza toccare con le dita la zona disinfettata. Prelevare dapprima il flacone per aerobiosi e poi quello per anaerobiosi. La quantità ottimale di sangue va da un minimo di 5 ml ad un massimo di 10 ml.
90.21.6	SANGUE OCCULTO FECI 1°campione 2°campione 3°campione	Feci apposito Stick	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno Branca	4 (area sud) 2 (area nord)	Un campione: SO Due campioni: SO2 Tre campioni: SO3
90.25.7	SHBG Sex Hormone Binding Globuline	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.13.2	SIROLIMUS	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ.OSP. PG	5	
90.40.4	SODIO	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.40.4	SODIO URINE 24H	Urine delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: Urine delle 24 ore. Sufficiente un'aliquota (10 ml) indicando la diuresi dell'intera raccolta.
90.40.6	SOMATOMEDINA C	Siero-	MVT	AZ. OSP. PG	5	

	IGF-1	Provetta t. ROSSO	Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca			
90.13.2	TACROLIMUS II	Siero-Provetta t. VIOLA	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.93.5	TAMPONE AURICOLARE DESTRO ESAME COLTURALE	Tampone a punta piccola con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	7	Profilo Auricolare destro Campione: il materiale (<u>suppurativo</u>) presente nel meato acustico esterno viene raccolto preferibilmente con un <u>tampone a punta piccola e a spina metallica</u> . Dopo il prelievo il tampone va posto nel terreno di trasporto.
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.93.5	TAMPONE AURICOLARE SINISTRO ESAME COLTURALE	Tampone a punta piccola con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	7	Profilo Auricolare sinistro Campione: il materiale (<u>suppurativo</u>) presente nel meato acustico esterno viene raccolto preferibilmente con un <u>tampone a punta piccola e a spina metallica</u> . Dopo il prelievo il tampone va posto nel terreno di trasporto.
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.93.3	TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno	MVT Assisi Trasimeno	4	
90.90.3	TAMPONE CERVICALE CHLAMYDIA RICERCA DNA	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Prelievo: va eseguito solo da personale specializzato (ostetriche e ginecologi). Il tampone per la coltura deve avere sempre il terreno di trasporto.
91.03.5	ESAME COLTURALE RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE					
90.90.3	MICOPLASMI RICERCA DNA					
90.93.3	TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO ESAME COLTURALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	5	Profilo congiuntivale destro
90.86.4	ESAME MICROSCOPICO					
90.93.3	TAMPONE CONGIUNTIVALE	Tampone con	MVT Assisi	MVT Assisi	5	Profilo congiuntivale sinistro

90.86.4	SINISTRO ESAME COLTURALE ESAME MICROSCOPICO	terreno di trasporto	Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno C.di Castello Branca		
91.09.2	TAMPONE FARINGEO Streptococco pyogenes	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	3	
90.85.7	TAMPONE NASALE Es. colturale Ricerca di Stafilococchi meticillino-resistenti	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	
90.93.5	TAMPONE ORALE/LINGUALE PER MICETI	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	
91.08.4	TAMPONE RETTALE STREPTOCOCCO AGALACTIAE COLTURALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Prelievo: va eseguito solo da personale specializzato (ostetriche e ginecologi). Il tampone per la coltura deve avere sempre il terreno di trasporto. Profilo per Streptococco agalactae gravidanza
91.08.4	TAMPONE VAGINALE STREPTOCOCCO AGALACTIAE COLTURALE					
90.93.4	TAMPONE URETRALE ESAME COLTURALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Prelievo: va eseguito solo da personale specializzato. Al momento del prelievo il paziente non deve aver urinato da almeno 4 ore e deve aver effettuato un'accurata pulizia dei genitali esterni. Profilo Tampone uretrale maschile e femminile
90.86.7	ESAME MICROSCOPICO					
90.90.3	CHLAMYDIA RICERCA DNA					
91.03.5	ESAME COLTURALE RICERCA NEISSERIA GONORRHOEAE					
90.90.3	MICOPLASMI RICERCA DNA					
90.93.4	TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE	Tampone con terreno di trasporto	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Prelievo: va eseguito solo da personale specializzato (ostetriche e ginecologi). Il tampone per la coltura deve avere sempre il terreno di trasporto Profilo Tampone vaginale
90.86.7	ESAME MICROSCOPICO					
91.08.5	TASO Ab antistreptolisina O	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	2	

			Umbertide Branca	Branca		
90.41.2	TEOFILLINA	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	AZ. OSP. PG	5	
90.27.3	TEST DI GRAVIDANZA URINE	Urine del mitto spontaneo	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	1	Campione: urine mitto spontaneo, nella provetta per le delle urine.
90.94.2	TEST DI MEARES STAMEY URINOCOLTURA PRIMO MITTO	Urine			5	
90.94.2	URINOCOLTURA DOPO MASSAGGIO		Branca C.di Castello	Branca C.di Castello		
90.94.2	URINOCOLTURA MITTO INTERMEDIO					
90.41.3	TESTOSTERONE	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello Branca	2	
90.41.4	TESTOSTERONE LIBERO biodisponibile	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	SPOLETO-USL 2	15	
90.41.5	TIREOGLOBULINA-Tg	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT C.di Castello	5	
91.54.9	TOPIRAMATO	Siero-Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.42.5	TRANSFERRINA	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.43.2	TRIGLICERIDI	Siero-Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.82.3	TROPONINA I	Siero-	MVT	MVT	2	In urgenza il TAT-referto è

		Provetta t. GIALLO	Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Assisi Trasimeno C.di Castello Branca		di 1 giorno
90.42.1	TSH TIREOTROPINA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Test reflex: il dosaggio dell'fT3 e dell'fT4 viene eseguito automaticamente per valori di TSH < 0,5 UI/ml il dosaggio dell'fT4 viene eseguito automaticamente per valori di TSH > 3,5 UI/ml
90.42.A	TIREOTROPINA RIFLESSA TSH reflex					
90.43.5	URATO URINE 24H Uricosuria	URINE: diuresi delle 24 ore	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: un'aliquota (10ml) di urine delle 24 /ore con indicazione della diuresi intera raccolta.
90.43.5	URICEMIA	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
90.44.3	URINA ESAME CHIMICO FISICO E SEDIMENTO ESAME COMPLETO	Urina- Provetta plastica da 10 cc.	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	Campione: urine del mattino
90.94.2	URINE Urino coltura MITTO INTERMEDIO ESAME COLTURALE URINE RENE DESTRO ESAME COLTURALE URINE RENE SINISTRO ESAME COLTURALE URINOCOLTURA DA SACCHETTO URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA	Urina- Barattolo sterile per urine	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	4	Campione: raccogliere preferibilmente le urine della prima mattina, al risveglio, con la tecnica del mitto intermedio (gettare via il primo getto). Effettuare un lavaggio dei genitali con acqua e sapone prima della raccolta. Nei neonati utilizzare gli appositi sacchetti eventualmente da sostituire dopo 20'-30'.
90.08.3	VANCOMICINA	Siero - Provetta t. ROSSO	C.di Castello Umbertide Branca	AZ. OSP. PG	5	
90.82.5	VES	Provetta- t. VIOLA o NERO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Branca	2	
91.11.1	VDRL (RPR)	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	C.di Castello	10	Spesso in sostituzione della VDRL si esegue l'RPR;

			Umbertide Branca			
91.17.3	VIRUS EPATITE B – HBV- ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE	Plasma- Provetta t. BIANCO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	
91.19.4	VIRUS EPATITE C – HCV- ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE	Plasma- Provetta t. BIANCO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	
91.20.2	VIRUS EPATITE C – TIPIZZAZIONE GENOMICA	Plasma- Provetta t. BIANCO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	15	
91.22.3	VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA – HIV- ANALISI QUANTITATIVA DELL' RNA	Plasma- Provetta t. BIANCO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	C.di Castello	10	
90.13.5	VITAMINA B 12 Cobalamina	Siero- Provetta t. GIALLO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello	2	
90.44.5	VITAMINA D3 (25OH)	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno C.di Castello Umbertide Branca	Trasimeno C.di Castello	7 (area sud) 4 (area nord)	
90.45.4	ZINCO	Siero- Provetta t. ROSSO	MVT Assisi Trasimeno	FOLIGNO-USL2	15	